

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua gói môi trường với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương, địa chỉ: Thanh Xá, Liên Hồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bùi Sỹ Hồng trưởng phòng VT-TBYT, SĐT: 0936.811.207, gmail: bvnhhd2023@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: *Bùi Sỹ Hồng phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương, địa chỉ: Thanh Xá, Liên Hồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.*

- Nhận qua gmail: bvnhhd2023@gmail.com, đơn vị gửi báo giá gửi bản Scan qua gmail trước cho Bệnh viện đồng thời gửi bản cứng về cho Bệnh viện theo địa chỉ trên.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h00p ngày 20 tháng 08 năm 2024 đến trước 16h00p ngày 20 tháng 08 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Đơn vị gửi báo giá ghi rõ thời hạn hiệu lực báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá chi tiết phụ lục kèm theo.

2. Địa điểm giao hàng: Tại kho VT-TBYT của Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 5 ngày sau khi hai bên ký kết hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán tạm ứng: 0 % giá trị gói thầu

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

- Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi hai bên thực hiện xong các điều khoản trong hợp đồng, đơn vị trúng thầu hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ giấy tờ liên quan.

5. Các thông tin khác

- Đơn vị gửi báo giá cam kết hàng hóa đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng và phù hợp với nhu cầu chuyên môn của Bệnh viện.

- Đơn vị gửi báo giá cung cấp hồ sơ chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, chất lượng hàng hóa và các vấn đề khác theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ.

- Cam kết bảo hành, đổi trả hàng hóa lỗi: Đơn vị gửi báo giá ghi rõ nội dung này.

- Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu: VT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hải



PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA

Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 19 tháng 08 năm 2024

ST T	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Số GPNK/ Giấy phép lưu hành	Tiêu chuẩn chất lượng	Mã HS	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng
1	Ông tuýp 12 x 75 mm pha huyền dịch vi khuẩn						Ông nghiệm bằng nhựa trong (polystyrene) 12 mm x 75 mm dùng một lần sử dụng với máy VITEK 2				Hộp 2000 ống	Hộp	1
2	Môi trường MacConkey						Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường phân lập và phân biệt cho phát hiện các vi khuẩn Enterobacteriaceae trong các mẫu bệnh phẩm có nguồn gốc lâm sàng. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Peptone, lactose, Bile salts, Sodium chloride, Neutral red, Crystal Violet, Agar, pH: 7.1±0.2 ở 25°C Đóng gói: 10 đĩa/Hộp				10 đĩa/ hộp	Hộp	45
3	Môi trường nuôi cấy Shigella và Salmonella						Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để phân lập một số Shigella và Salmonella từ các mẫu bệnh phẩm. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Beef extract, Peptone, Lactose, Sodium thiosulphate, Amonium ferric citrate, Bile salts, Trisodium citrate, Neutral red, Agar, pH: 7.4±0.2 ở 25°C Đóng gói: 10 đĩa/Hộp				10 đĩa/ hộp	Hộp	24
4	Môi trường máu						Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường sử dụng để nuôi cấy và thử tính chất tan máu của các loại vi sinh vật khó tính và không khó tính. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Sheep blood, Agar, pH: 7.3±0.2 ở 25°C Đóng gói: 10 đĩa/Hộp				10 đĩa/ hộp	Hộp	70
5	Môi trường kháng sinh đồ						Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật không khó mọc. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane.				10 đĩa/ hộp	Hộp	15

6	MELAB- Color Gram Set (Bộ nhuộm Gram)					Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm soi nhuộm. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 250ml, Lugol chai 250ml, Decolor (alcohol-acetone) chai 250ml và Safranin chai 250ml.		Bộ 4 chai 250ml	Bộ	2
7	Chai cấy máu nắp vàng					Chai môi trường phát hiện vi sinh vật hiếu khí và kỵ khí tùy tiện (vi khuẩn và nấm men) từ máu - Chai cấu tạo bằng polycarbonate, nắp màu vàng - Chứa ≥ 30ml môi trường và ≥ 1.6g hạt polyme hấp phụ - Có khả năng trung hòa tối thiểu các kháng sinh: penicillins, glycopeptides, polyenes, macrolides, triazoles, echinocandins, cefazolin, cefoxitin, ceftaroline, aminoglycosides, fluoroquinolones, lincosamides, glycopeptides, và oxazolidinones - Sử dụng với hệ thống cấy máu BacT/ALERT - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485, CE-IVD, FDA,...		(30 ml/chai x100 chai)/hộp	Hộp	3
Tổng : 07 Khoản										

