

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua gói vật tư phục vụ công tác chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương, địa chỉ: Thanh Xá, Liên Hồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bùi Sỹ Hồng trưởng phòng VT-TBYT, SĐT: 0936.811.207, gmail: bvnhihd2023@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bùi Sỹ Hồng phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương, địa chỉ: Thanh Xá, Liên Hồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Nhận qua gmail: bvnhihd2023@gmail.com, đơn vị gửi báo giá gửi bản Scan qua gmail trước cho Bệnh viện đồng thời gửi bản cứng về cho Bệnh viện theo địa chỉ trên.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h00p ngày 20 tháng 08 năm 2024 đến trước 16h00p ngày 29 tháng 08 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Đơn vị gửi báo giá ghi rõ thời hạn hiệu lực báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá chi tiết phụ lục kèm theo.

2. Địa điểm giao hàng: Tại kho VT-TBYT của Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 5 ngày sau khi hai bên ký kết hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán tạm ứng: 0 % giá trị gói thầu

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

- Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi hai bên thực hiện xong các điều khoản trong hợp đồng, đơn vị trúng thầu hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ giấy tờ liên quan.

5. Các thông tin khác

- Đơn vị gửi báo giá cam kết hàng hóa đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng và phù hợp với nhu cầu chuyên môn của Bệnh viện.

- Đơn vị gửi báo giá cung cấp hồ sơ chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, chất lượng hàng hóa và các vấn đề khác theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ.

- Cam kết bảo hành, đổi trả hàng hóa lỗi: Đơn vị gửi báo giá ghi rõ nội dung này.

- Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu: VT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hải



PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA

Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 08 tháng 08 năm 2024

ST T	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Số GPNK/ Giấy phép lưu hành	Tiêu chuẩn chất lượng	Mã HS	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	
1	Lọ nhựa đựng mẫu						Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, nắp màu đỏ. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong, Tiết trùng bằng khí EO.					Cái	4.000	
2	Zilgo 3.8x7.2cm						Băng vải viscose và Polyamide co giãn. Gạc: Viscose, có lớp màng trên cùng bằng polyethylene không dính. Chất dính: Keo nóng chảy dạng hạt. Mỗi miếng đựng trong từng bao riêng					Hộp	300	
3	Băng keo lụa 2.5 cm x 5m						Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dung môi phủ đều. Nguyên liệu các nước G7.					Cuộn	1.080	
4	Băng phim trong suốt có gạc vô trùng Tegaderm pad						Băng phim dính y tế trong suốt có gạc vô trùng <ul style="list-style-type: none"> - Nền băng: lớp màng trong suốt, bán thấm, bằng Polyurethane < 5%, phủ lớp keo Acrylate 10 - 15%, ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn/ vi rút có đường kính > 27nm, cạnh mép bo tròn, kích thước 5 x 7cm - Lớp gạc ở giữa: băng vải không dệt 15 - 25%, màu trắng, thấm hút tốt, không dính vào vết thương, kích thước 2 x 4cm - Có khung viền giấy - Không thấm nước, ít gây kích ứng da, độ dính tốt, không sót keo khi tháo băng. Bệnh nhân có thể tắm mà không cần tháo băng. - Đóng gói tiết khuẩn từng miếng, bao bì plastic chống thấm nước. Model/ mã chủng loại 3582						miếng	100

5	Tuýp lấy máu đóng									Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%. Nắp nhựa LDPE dày kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt trong của ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định				Cái	2.400
6	Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn									Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn được làm từ vật liệu Polymer y tế cao cấp, có khả năng tương thích sinh học tiên tiến, cấu trúc sản phẩm đảm bảo an toàn. Chip nhạy, truyền dữ liệu chính xác. Phù hợp với tất cả các loại cap				Bộ	20
7	Ống nội khí quản có bóng số 4,5									Được sản xuất từ nhựa PVC không độc, trong suốt, mềm mại và trơn phẳng/ có bóng, bóng có thể tích cao tạo ra độ kín của màng nội khí quản tốt, được thiết kế để sử dụng trong quá trình thông hơi ngắn và dài và quy trình phẫu thuật thường lệ. Có sẵn mắt giấu khâu, chỉ đóng trong túi phòng rộp riêng. Đã tiệt trùng.				Cái	60
8	Ống nội khí quản có bóng số 5,0									Được sản xuất từ nhựa PVC không độc, trong suốt, mềm mại và trơn phẳng/ có bóng, bóng có thể tích cao tạo ra độ kín của màng nội khí quản tốt, được thiết kế để sử dụng trong quá trình thông hơi ngắn và dài và quy trình phẫu thuật thường lệ. Có sẵn mắt giấu khâu, chỉ đóng trong túi phòng rộp riêng. Đã tiệt trùng.				Cái	20
9	Ống nội khí quản có bóng số 4,0									Được sản xuất từ nhựa PVC không độc, trong suốt, mềm mại và trơn phẳng/ có bóng, bóng có thể tích cao tạo ra độ kín của màng nội khí quản tốt, được thiết kế để sử dụng trong quá trình thông hơi ngắn và dài và quy trình phẫu thuật thường lệ. Có sẵn mắt giấu khâu, chỉ đóng trong túi phòng rộp riêng. Đã tiệt trùng.				Cái	10
10	Ống nội khí quản có bóng số 5,5									Được sản xuất từ nhựa PVC không độc, trong suốt, mềm mại và trơn phẳng/ có bóng, bóng có thể tích cao tạo ra độ kín của màng nội khí quản tốt, được thiết kế để sử dụng trong quá trình thông hơi ngắn và dài và quy trình phẫu thuật thường lệ. Có sẵn mắt giấu khâu, chỉ đóng trong túi phòng rộp riêng. Đã tiệt trùng.				Cái	10

2/10/2024

